NAVODILO ZA UPORABO

STENSKA DRŽALA

Tip
567AN,BN,CN,DN
568 AN,BN,CN,DN
569 AN,BN,CN,DN



GARANCIJSKI LIST

Prodajalec / žig: **Datum prodaje:**

Uvoznik:

AVIVA d.o.o.
Celjska cesta 47
3252 Rogatec
e-mail: aviva@aviva.si
Distribucijski center: Streliška cesta 33, 2000 Maribor

UPORABA: Stenska držala spadajo v skupino kompenzacijskih pripomočkov za telesno prizadete osebe in za osebe z znižano mobilnostjo. Uporabljajo se za zvišanje varnosti in udobnosti pri uporabi prhe, kopalne kadi in stranišča.

OPIS PRIPOMOČKA:

Držala 567 in 569 so izdelana iz nerjavečega jekla, 568 iz prašno barvanega jekla. 569 imajo protidrsno površino. Za montažo uporabite izključno le nerjaveče vijake primerne dolžine in premera, odvisno od tipa stene. Držala so na voljo v štirih različnih dolžinah.

TEHNIČNI PODATKI

Tip	DOLŽINA (cm)
567AN,BN,CN,DN	30, 45, 60, 75
568AN,BN,CN,DN	30, 45, 60, 75
569AN,BN,CN,DN	30, 45, 60, 75

OPOZORILO: Za maksimalno varnost vam priporočamo redno kontrolo stabilnosti pritditve.

VZDRŽEVANJE:

Držala čistite z vodo in z blagimi čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi, ki ne vsebujejo razredčil.

JAMSTVO: Jamstvo za kakovost izdelka je zagotovljeno v skladu s pogoji proizvajalca. Izdelek ima 12 mesecev garancije od datuma prodaje. Garancija ne velja v primeru poškodb, ki so nastale zavadi nepravilne uporabe in mehanskih poškodb.