DMA
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁJEZDOVÝ KLÍN

2030, 2040



DMA PRAHA s. r. o.
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

info@dmapraha.cz
www.dmapraha.cz

+420 323 610 610

POUŽITÍ

Nájezdové klíny tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší nerovnostní bariéry, jakou je např. obrubník, práh, menší schod apod.

POPIS

Gumový klín je vybaven protiskluzovým povrchem a umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci. Klíny se bezi sebou liší výškou, 3 cm (typ 2030) a 4 cm (typ 2040).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním klínu si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Při manipulaci s klínem postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Nepřekračujte maximální nosnost klínů 270 kg.

INSTALACE RAMPY:

Položte klín těsně k překážce z jedné nebo obou stran a ujistěte se, zda je klín stabilní.



ÚDRŽBA

Klíny lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat a odstranit mechanické nečistoty.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.