DMA
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

MD

NÁVOD K POUŽITÍ

JEDNOSTRANNÉ CHODÍTKO - KOZIČKA

484



CE

Distributor pro Českou republiku:
DMA PRAHA s. r. o.
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

info@dmapraha.cz
www.dmapraha.cz

+420 323 610 610

ELBUR VERTRIEBS GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany

V6.2022.05

POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi nastavitelnými nohami s protiskluzovými pryžovými nástavci. Chodítko je vybaveno pojistkou sklápění a ergonomickými pěnovými rukojeťmi.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 114 kg.
Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ CHODÍTKA

Chodítko rozložte zatlačením na madlo rozpěrného ramena (A) směrem od sebe až do vodorovné polohy a zaklapnutí postranních pojistek (B). Pro složení chodítka postupujte opačně.

NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA A SKLÁDÁNÍ

Pro nastavení výšky chodítka zamáčkněte z obou stran pojistku (C) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.







ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav pryžových nástavců, předních koleček a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.