**Informační list výrobku** - verze 3 (revize 2020)
**Kód výrobku:** 2165 & 2165J
**Výrobek:** Kloubové skládací chodítko



Zobrazený model: 2165

*SPECIFIKACE*
(verze pro dospělé: 2165)

Hloubka: 47 cm
Šířka: 52 cm
Výška: 79–93 cm

Hmotnost výrobku: 2 kg
Max. hmotnost uživatele: 135 kg

## *POPIS*

Lehké chodítko s nastavitelnou výškou nohou s možností snadného složení pro nekomplikované skladování. Je kloubové, takže se může pohybovat dopředu vždy jen jednou stranou.
Pomůcka je dodávána ve velikosti pro dospělé (2165) a velikosti pro děti (2165J).

## *ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ*

Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku dlouhodobé nemoci nebo zotavování se po poranění či nemoci.
Chodítko je určeno k poskytování podpory a stability při chůzi. Je navrženo tak, aby uživatel mohl chodit v co nejvzpřímenější pozici.
Chodítko mohou používat pouze osoby s dostatečně silnou horní částí těla, které umí udržet rovnováhu a zároveň posunout chodítko vpřed.

## *NÁVOD K POUŽITÍ*

Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali vhodnost chodítka pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit chodítko na správnou výšku a ukázat jeho správné použití.
Pro rozložení chodítka jednoduše rozložte obě rukojeti, dokud pružinová pojistka bezpečně nezapadne do díry umístěné ve středu příčného nosníku.
Postavte se dovnitř chodítka a pevně uchopte obě rukojeti. Zlehka zvedněte jednu stranu rámu a posouvejte ji dopředu, dokud se nezastaví. Tento proces zopakujte i s druhou stranou. Projděte až k přední části rámu a opakujte pohyb vpřed.
Pro složení chodítka jednoduše stiskněte tlačítko uprostřed příčného nosníku a složte rukojeti směrem dovnitř. Dejte pozor, abyste si při skládání nepřiskřípli prsty / ruce.

## *NASTAVENÍ*

V dolní části každé nohy jsou pružinové pojistky, které umožňují nastavit každou nohu na příslušnou výšku.
(Jde to snadněji, pokud chodítko otočíte vzhůru nohama).

**Roma Medical Aids Ltd.**
York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
Website: www.romamedical.co.uk
Email: sales@romamedical.co.uk
Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

| | |
|---|---|
| Pokud máte s tímto výrobkem problémy, puveďte prosím sériové číslo, které naleznete na chodítku. | Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny nohy ve stejné výšce a že jsou všechny pružinové pojistky před použitím ve správné pozici a zajištěny.<br><br>***BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ***<br>Vhodné pouze pro použití na rovných plochách. Buďte opatrní, když se pohybujete po nakloněné ploše.<br>Před použitím se vždy se ujistěte, že je chodítko vyrovnané a vyvážené.<br>Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani na eskalátorech.<br>Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky bez patřičné asistence.<br>Na rámu nepřenášejte tašky ani ostatní předměty.<br>Před použitím se ubezpečte, zda jsou všechny upevňovací prvky zajištěné a zda není konstrukce chodítka vystavena nadměrnému ohybu nebo pohybu.<br><br>***ČIŠTĚNÍ***<br>K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.<br><br>***ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU***<br>Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 24 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.<br>Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.<br><br>***PROBLÉMY/OTÁZKY***<br>Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem. |

**Roma Medical Aids Ltd.**
York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
Website: www.romamedical.co.uk
Email: sales@romamedical.co.uk
Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499