Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)
Kód výrobku: 2203, 2203/D, 2203A & 2203J
Výrobek: Chodítko Atlas



Zobrazený model: 2203

SPECIFIKACE
(verze pro dospělé: 2203)

Hloubka: 76 cm
Šířka: 63 cm
Výška: 97–142 cm

Hmotnost výrobku: 8 kg
Max. hmotnost uživatele: 160 kg

POPIS
Pochromované ocelové chodítko, které má výškově nastavitelnou opěrku předloktí a dvě zadní brzděná kolečka. Ta dovolují uživateli posouvat chodítko, aniž by jej musel zvedat, a pokud jsou zajištěna brzdou, poskytují mu stabilní oporu. Pomůcka je dodáváno ve velikosti pro dospělé (2203) a velikosti pro děti (2203J).

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku dlouhodobé nemoci nebo zotavování se po poranění či nemoci.
Chodítko je určeno jako pomůcka pro uživatele, kterým poskytuje oporu předloktí při chůzi, nejsou-li schopni používat tradiční chodítko. Je navrženo tak, aby uživatel mohl chodit v co nejvzpřímenější pozici. Dvě otočná kolečka s brzdou umožňují tlačit chodítko při používání dopředu. Lze je zajistit brzdou a chodítko pak poskytuje stabilní oporu.

NÁVOD K POUŽITÍ
Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali vhodnost chodítka pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit chodítko na správnou výšku a ukázat jeho správné použití.
Při používání se musí uživatel přidržovat rukojetí a opírat předloktí o podpěrku. Podpěrka nejsou navrženy tak, aby unesly celou hmotnost uživatele. Jsou určeny jako podpora při chůzi.
Uživatel musí stát v mezích půdorysu rámu a posouvat jím dopředu vlastním tempem, aniž by jej tlačil. Je možné, že bude potřebná pomoc pečovatele, a to podle úrovně schopností pacienta.
Při přesunu na chodítko a z chodítka MUSÍ být aktivovány brzdy.

NASTAVENÍ
Nastavte výšku předloktí tím, že uvolníte oba šrouby pod opěrkou předloktí a znovu je utáhnete ve správné výšce.
Před použitím zkontrolujte, zda jsou oba šrouby dotaženy a nastaveny na stejnou výšku.

Roma Medical Aids Ltd.
York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
Website: www.romamedical.co.uk
Email: sales@romamedical.co.uk
Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na chodítku.	***BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ*** Uživatel musí být dostatečně silný, aby tlačil pomůcku dopředu a udržoval rovnováhu. Vhodné pouze pro použití na vnitřních rovných plochách. Buďte opatrní, když se pohybujete po nakloněné ploše. Před použitím se vždy se ujistěte, že je chodítko vyrovnané a vyvážené. Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani na eskalátorech. Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky bez patřičné asistence. Na rámu nepřenášejte tašky ani ostatní předměty. Před použitím se ubezpečte, zda jsou všechny upevňovací prvky zajištěné a zda není konstrukce chodítka vystavena nadměrnému ohybu nebo pohybu. Otočná kolečka se musejí volně otáčet. Pokud se některý upevňovací prvek uvolní, přestaňte chodítko používat. ***ČIŠTĚNÍ*** K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem. ***ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU*** Rám výrobku (kromě koleček) je dodáván se zárukou 24 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci. ***PROBLÉMY/OTÁZKY*** Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem

Roma Medical Aids Ltd.
York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
Website: www.romamedical.co.uk
Email: sales@romamedical.co.uk
Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499