Antidekubitní podložka pod patu 5001 (FFHC)
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy. Pro lepší fixaci je podložka vybavena suchými zipy.
Materiál: PES (náplň), CO (potah).
Údržba: Lze prát max. do 70 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ
ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK
CE
6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5001 (FFHC)
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy. Pro lepší fixaci je podložka vybavena suchými zipy.
Materiál: PES (náplň), CO (potah).
Údržba: Lze prát max. do 70 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ
ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK
CE
6/2018 Rev. 2